

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.1 Nome Comercial

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

1.2 Modelo Comercial

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
M30-DRC05	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº005
M30-DRC08	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº008
M30-DRC10	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº010
M30-DRC20	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº020
M30-DRC25	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº025
M30-DRC30	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº030
M30-DRC35	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº035
M30-DRC40	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº040
M30-DRC45	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº045
M30-DRC50	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº050
M30-DRC55	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº055
M30-DRC60	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº060
M30-DRSC27	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº027
M30-DRSC31	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº031
M30-DRSC35	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº035
M30-DRSC40	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº040
M30-DRSC45	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº045
M30-DRP15	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO
M30-00FC	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO
M30-DM8.15P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,5 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM12.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM16.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM8.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM12.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 120,00 MM CORTANTE
M30-DM16.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM8.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM12.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM8.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM16.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM8.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM9.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM12.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM8.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM12.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 120,00 MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE

M30-DM9.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.55SC	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.55SC	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-CR-MAX2.3CE	FRESA ESTRIADA 2,3 MM DIAMOND MAX
M30-9000A1	BROCA 1,0MM X 15CM INOX
M30-7000D1	BROCA 1,5MM INOX
M30-9000B1	BROCA 1,5MM X 15CM INOX
M30-9000G1	BROCA 1,8MM X 15CM INOX
M30-9000A2	BROCA 2,0MM X 15CM INOX
M30-9000C2	BROCA 2,5MM X 15CM INOX
M30-9000J2	BROCA 2,5MM X 25CM INOX
M30-9000D2	BROCA 2,7MM X 15CM INOX
M30-9000A3	BROCA 3,0MM X 15CM INOX
M30-9000D3	BROCA 3,2MM X 15CM INOX
M30-9000G3	BROCA 3,5MM X 15CM INOX
M30-9000D4	BROCA 4,0MM X 15CM INOX
M30-9000C4	BROCA 4,5MM X 15CM INOX
M30-9000A5	BROCA 5,0MM X 15CM INOX
M30-DRC15	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº015
M30-DRC27	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº027
M30-DRC31	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº031
M30-DRC65	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº065
M30-DRC70	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº070
M30-DRC75	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº075
M30-DRC80	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº080
M30-DRC85	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº085
M30-DRC90	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº090
M30-DRSC05	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº005
M30-DRSC10	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº010
M30-DRSC15	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº015
M30-DRSC20	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº020
M30-DRSC25	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº025
M30-DRSC30	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº030
M30-DRSC50	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº050
M30-DRSC55	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº055
M30-DRSC60	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº060
M30-DRSC65	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº065
M30-DRSC70	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº070
M30-DRSC75	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº075
M30-DRSC80	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº080
M30-DRSC85	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº085
M30-DRSC90	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº090
M30-DRP10P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,0 X 70MM
M30-DRP11P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,1 X 70MM
M30-DRP12P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,2 X 70MM
M30-DRP13P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,3 X 70MM
M30-DRP14P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,4 X 70MM

M30-DRP16P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,6 X 70MM
M30-DRP17P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,7 X 70MM
M30-DRP18P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,8 X 70MM
M30-DRP19P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,9 X 70MM
M30-DRP20P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 2,0 X 70MM
M30-14FC	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4MM
M30-23FC	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM
M30-14FCA	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4 X 56,5MM (ADULTO)
M30-23FCI	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3 X 52,5MM (INFANTIL)
M30-14FCL	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4MM
M30-23FCL	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM
M30-14FCLA	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4 X 56,5MM (ADULTO)
M30-23FCLI	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3 X 52,5MM (INFANTIL)
M30-25FCL	FRESA DE CORTE DO LAMINÓTOMO 2,5 X 65,5MM
M30-DM8.10P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,0 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.11P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,1 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.12P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,2 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.13P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,3 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.14P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,4 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.16P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,6 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.17P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,7 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.18P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,8 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.19P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,9 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.20P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 2,0 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
M30-DM8.05C	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM8.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 80,00MM CORTANTE
M30-DM9.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM9.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM CORTANTE
M30-DM12.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 120,00MM CORTANTE

M30-DM12.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM12.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 120,00MM CORTANTE
M30-DM16.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM16.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 160,00MM CORTANTE
M30-DM8.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.55SC	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM8.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM9.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE

M30-DM11.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM11.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM12.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-DM16.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
M30-BCH35.09	BROCA 0,9MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.09	BROCA 0,9MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.09	BROCA 0,9MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.09	BROCA 0,9MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.09	BROCA 0,9MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.09	BROCA 0,9MM X 11CM INOX
M30-BCH115.09	BROCA 0,9MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.09	BROCA 0,9MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.09	BROCA 0,9MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.09	BROCA 0,9MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.09	BROCA 0,9MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.09	BROCA 0,9MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.09	BROCA 0,9MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.09	BROCA 0,9MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.09	BROCA 0,9MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.09	BROCA 0,9MM X 25,0CM INOX

M30-BCH35.10	BROCA 1,0MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.10	BROCA 1,0MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.10	BROCA 1,0MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.10	BROCA 1,0MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.10	BROCA 1,0MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.10	BROCA 1,0MM X 11CM INOX
M30-BCH115.10	BROCA 1,0MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.10	BROCA 1,0MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.10	BROCA 1,0MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.10	BROCA 1,0MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.10	BROCA 1,0MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.10	BROCA 1,0MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.10	BROCA 1,0MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.10	BROCA 1,0MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.10	BROCA 1,0MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.10	BROCA 1,0MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.11	BROCA 1,1MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.11	BROCA 1,1MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.11	BROCA 1,1MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.11	BROCA 1,1MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.11	BROCA 1,1MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.11	BROCA 1,1MM X 11CM INOX
M30-BCH115.11	BROCA 1,1MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.11	BROCA 1,1MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.11	BROCA 1,1MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.11	BROCA 1,1MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.11	BROCA 1,1MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.11	BROCA 1,1MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.11	BROCA 1,1MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.11	BROCA 1,1MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.11	BROCA 1,1MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.11	BROCA 1,1MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.12	BROCA 1,2MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.12	BROCA 1,2MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.12	BROCA 1,2MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.12	BROCA 1,2MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.12	BROCA 1,2MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.12	BROCA 1,2MM X 11CM INOX
M30-BCH115.12	BROCA 1,2MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.12	BROCA 1,2MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.12	BROCA 1,2MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.12	BROCA 1,2MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.12	BROCA 1,2MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.12	BROCA 1,2MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.12	BROCA 1,2MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.12	BROCA 1,2MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.12	BROCA 1,2MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.12	BROCA 1,2MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.13	BROCA 1,3MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.13	BROCA 1,3MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.13	BROCA 1,3MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.13	BROCA 1,3MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.13	BROCA 1,3MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.13	BROCA 1,3MM X 11CM INOX

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-BCH155.13	BROCA 1,3MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.13	BROCA 1,3MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.13	BROCA 1,3MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.13	BROCA 1,3MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.13	BROCA 1,3MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.13	BROCA 1,3MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.13	BROCA 1,3MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.13	BROCA 1,3MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.13	BROCA 1,3MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.13	BROCA 1,3MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.14	BROCA 1,4MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.14	BROCA 1,4MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.14	BROCA 1,4MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.14	BROCA 1,4MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.14	BROCA 1,4MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.14	BROCA 1,4MM X 11CM INOX
M30-BCH115.14	BROCA 1,4MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.14	BROCA 1,4MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.14	BROCA 1,4MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.14	BROCA 1,4MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.14	BROCA 1,4MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.14	BROCA 1,4MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.14	BROCA 1,4MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.14	BROCA 1,4MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.14	BROCA 1,4MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.14	BROCA 1,4MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.15	BROCA 1,5MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.15	BROCA 1,5MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.15	BROCA 1,5MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.15	BROCA 1,5MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.15	BROCA 1,5MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.15	BROCA 1,5MM X 11CM INOX
M30-BCH115.15	BROCA 1,5MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.15	BROCA 1,5MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.15	BROCA 1,5MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.15	BROCA 1,5MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.15	BROCA 1,5MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.15	BROCA 1,5MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.15	BROCA 1,5MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.15	BROCA 1,5MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.15	BROCA 1,5MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.15	BROCA 1,5MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.16	BROCA 1,6MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.16	BROCA 1,6MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.16	BROCA 1,6MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.16	BROCA 1,6MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.16	BROCA 1,6MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.16	BROCA 1,6MM X 11CM INOX
M30-BCH115.16	BROCA 1,6MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.16	BROCA 1,6MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.16	BROCA 1,6MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.16	BROCA 1,6MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.16	BROCA 1,6MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.16	BROCA 1,6MM X 15,5CM INOX

M30-BCH170.16	BROCA 1,6MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.16	BROCA 1,6MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.16	BROCA 1,6MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.16	BROCA 1,6MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.17	BROCA 1,7MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.17	BROCA 1,7MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.17	BROCA 1,7MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.17	BROCA 1,7MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.17	BROCA 1,7MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.17	BROCA 1,7MM X 11CM INOX
M30-BCH115.17	BROCA 1,7MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.17	BROCA 1,7MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.17	BROCA 1,7MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.17	BROCA 1,7MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.17	BROCA 1,7MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.17	BROCA 1,7MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.17	BROCA 1,7MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.17	BROCA 1,7MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.17	BROCA 1,7MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.17	BROCA 1,7MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.18	BROCA 1,8MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.18	BROCA 1,8MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.18	BROCA 1,8MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.18	BROCA 1,8MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.18	BROCA 1,8MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.18	BROCA 1,8MM X 11CM INOX
M30-BCH115.18	BROCA 1,8MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.18	BROCA 1,8MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.18	BROCA 1,8MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.18	BROCA 1,8MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.18	BROCA 1,8MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.18	BROCA 1,8MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.18	BROCA 1,8MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.18	BROCA 1,8MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.18	BROCA 1,8MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.18	BROCA 1,8MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.19	BROCA 1,9MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.19	BROCA 1,9MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.19	BROCA 1,9MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.19	BROCA 1,9MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.19	BROCA 1,9MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.19	BROCA 1,9MM X 11CM INOX
M30-BCH115.19	BROCA 1,9MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.19	BROCA 1,9MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.19	BROCA 1,9MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.19	BROCA 1,9MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.19	BROCA 1,9MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.19	BROCA 1,9MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.19	BROCA 1,9MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.19	BROCA 1,9MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.19	BROCA 1,9MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.19	BROCA 1,9MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.20	BROCA 2,0MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.20	BROCA 2,0MM X 6,0CM INOX

M30-BCH75.20	BROCA 2,0MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.20	BROCA 2,0MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.20	BROCA 2,0MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.20	BROCA 2,0MM X 11CM INOX
M30-BCH115.20	BROCA 2,0MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.20	BROCA 2,0MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.20	BROCA 2,0MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.20	BROCA 2,0MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.20	BROCA 2,0MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.20	BROCA 2,0MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.20	BROCA 2,0MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.20	BROCA 2,0MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.20	BROCA 2,0MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.20	BROCA 2,0MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.21	BROCA 2,1MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.21	BROCA 2,1MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.21	BROCA 2,1MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.21	BROCA 2,1MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.21	BROCA 2,1MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.21	BROCA 2,1MM X 11CM INOX
M30-BCH115.21	BROCA 2,1MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.21	BROCA 2,1MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.21	BROCA 2,1MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.21	BROCA 2,1MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.21	BROCA 2,1MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.21	BROCA 2,1MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.21	BROCA 2,1MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.21	BROCA 2,1MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.21	BROCA 2,1MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.21	BROCA 2,1MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.22	BROCA 2,2MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.22	BROCA 2,2MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.22	BROCA 2,2MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.22	BROCA 2,2MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.22	BROCA 2,2MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.22	BROCA 2,2MM X 11CM INOX
M30-BCH115.22	BROCA 2,2MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.22	BROCA 2,2MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.22	BROCA 2,2MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.22	BROCA 2,2MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.22	BROCA 2,2MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.22	BROCA 2,2MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.22	BROCA 2,2MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.22	BROCA 2,2MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.22	BROCA 2,2MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.22	BROCA 2,2MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.25	BROCA 2,5MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.25	BROCA 2,5MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.25	BROCA 2,5MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.25	BROCA 2,5MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.25	BROCA 2,5MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.25	BROCA 2,5MM X 11CM INOX
M30-BCH115.25	BROCA 2,5MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.25	BROCA 2,5MM X 12,0CM INOX

M30-BCH128.25	BROCA 2,5MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.25	BROCA 2,5MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.25	BROCA 2,5MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.25	BROCA 2,5MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.25	BROCA 2,5MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.25	BROCA 2,5MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.25	BROCA 2,5MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.25	BROCA 2,5MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.27	BROCA 2,7MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.27	BROCA 2,7MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.27	BROCA 2,7MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.27	BROCA 2,7MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.27	BROCA 2,7MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.27	BROCA 2,7MM X 11CM INOX
M30-BCH115.27	BROCA 2,7MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.27	BROCA 2,7MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.27	BROCA 2,7MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.27	BROCA 2,7MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.27	BROCA 2,7MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.27	BROCA 2,7MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.27	BROCA 2,7MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.27	BROCA 2,7MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.27	BROCA 2,7MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.27	BROCA 2,7MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.28	BROCA 2,8MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.28	BROCA 2,8MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.28	BROCA 2,8MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.28	BROCA 2,8MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.28	BROCA 2,8MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.28	BROCA 2,8MM X 11CM INOX
M30-BCH115.28	BROCA 2,8MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.28	BROCA 2,8MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.28	BROCA 2,8MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.28	BROCA 2,8MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.28	BROCA 2,8MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.28	BROCA 2,8MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.28	BROCA 2,8MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.28	BROCA 2,8MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.28	BROCA 2,8MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.28	BROCA 2,8MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.30	BROCA 3,0MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.30	BROCA 3,0MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.30	BROCA 3,0MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.30	BROCA 3,0MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.30	BROCA 3,0MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.30	BROCA 3,0MM X 11CM INOX
M30-BCH115.30	BROCA 3,0MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.30	BROCA 3,0MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.30	BROCA 3,0MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.30	BROCA 3,0MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.30	BROCA 3,0MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.30	BROCA 3,0MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.30	BROCA 3,0MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.30	BROCA 3,0MM X 18,0CM INOX

M30-BCH200.30	BROCA 3,0MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.30	BROCA 3,0MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.32	BROCA 3,2MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.32	BROCA 3,2MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.32	BROCA 3,2MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.32	BROCA 3,2MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.32	BROCA 3,2MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.32	BROCA 3,2MM X 11CM INOX
M30-BCH115.32	BROCA 3,2MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.32	BROCA 3,2MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.32	BROCA 3,2MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.32	BROCA 3,2MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.32	BROCA 3,2MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.32	BROCA 3,2MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.32	BROCA 3,2MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.32	BROCA 3,2MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.32	BROCA 3,2MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.32	BROCA 3,2MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.35	BROCA 3,5MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.35	BROCA 3,5MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.35	BROCA 3,5MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.35	BROCA 3,5MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.35	BROCA 3,5MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.35	BROCA 3,5MM X 11CM INOX
M30-BCH115.35	BROCA 3,5MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.35	BROCA 3,5MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.35	BROCA 3,5MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.35	BROCA 3,5MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.35	BROCA 3,5MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.35	BROCA 3,5MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.35	BROCA 3,5MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.35	BROCA 3,5MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.35	BROCA 3,5MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.35	BROCA 3,5MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.40	BROCA 4,0MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.40	BROCA 4,0MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.40	BROCA 4,0MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.40	BROCA 4,0MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.40	BROCA 4,0MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.40	BROCA 4,0MM X 11CM INOX
M30-BCH115.40	BROCA 4,0MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.40	BROCA 4,0MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.40	BROCA 4,0MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.40	BROCA 4,0MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.40	BROCA 4,0MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.40	BROCA 4,0MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.40	BROCA 4,0MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.40	BROCA 4,0MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.40	BROCA 4,0MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.40	BROCA 4,0MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.45	BROCA 4,5MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.45	BROCA 4,5MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.45	BROCA 4,5MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.45	BROCA 4,5MM X 9,0CM INOX

M30-BCH95.45	BROCA 4,5MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.45	BROCA 4,5MM X 11CM INOX
M30-BCH115.45	BROCA 4,5MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.45	BROCA 4,5MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.45	BROCA 4,5MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.45	BROCA 4,5MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.45	BROCA 4,5MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.45	BROCA 4,5MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.45	BROCA 4,5MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.45	BROCA 4,5MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.45	BROCA 4,5MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.45	BROCA 4,5MM X 25,0CM INOX
M30-BCH35.50	BROCA 5,0MM X 3,5CM INOX
M30-BCH60.50	BROCA 5,0MM X 6,0CM INOX
M30-BCH75.50	BROCA 5,0MM X 7,5CM INOX
M30-BCH90.50	BROCA 5,0MM X 9,0CM INOX
M30-BCH95.50	BROCA 5,0MM X 9,5CM INOX
M30-BCH110.50	BROCA 5,0MM X 11CM INOX
M30-BCH115.50	BROCA 5,0MM X 11,5CM INOX
M30-BCH120.50	BROCA 5,0MM X 12,0CM INOX
M30-BCH128.50	BROCA 5,0MM X 12,8CM INOX
M30-BCH145.50	BROCA 5,0MM X 14,5CM INOX
M30-BCH150.50	BROCA 5,0MM X 15,0CM INOX
M30-BCH155.50	BROCA 5,0MM X 15,5CM INOX
M30-BCH170.50	BROCA 5,0MM X 17,0CM INOX
M30-BCH180.50	BROCA 5,0MM X 18,0CM INOX
M30-BCH200.50	BROCA 5,0MM X 20,0CM INOX
M30-BCH250.50	BROCA 5,0MM X 25,0CM INOX
M30-CFC18	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 70,0MM
M30-CFC28	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 70,0MM
M30-CFC30	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 70,0MM
M30-DM8.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 80,0MM
M30-DM8.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 80,0MM
M30-DM8.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 80,0MM
M30-DM9.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 90,0MM
M30-DM9.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 90,0MM
M30-DM9.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 90,0MM
M30-DM12.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 120,0MM
M30-DM12.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 120,0MM
M30-DM12.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 120,0MM
M30-DM16.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 160,0MM
M30-DM16.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 160,0MM
M30-DM16.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 160,0MM
M30-CCM16	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,6MM
M30-CCM18	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,8MM
M30-CCM30	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 3,0MM
M30-DM8.16CCM	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,6MM
M30-DM8.18CCM	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,8MM
M30-DM8.30CCM	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 3,0MM
M30-DCM254	FRESA TIPO DISCO PARA CORTE DE METAIS 25,4MM
M30-DM8.254DCM	FRESA TIPO DISCO PARA CORTE DE METAIS 25,4MM
M30-DRFC11-6	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO 1,1 X 70MM COM STOP 6,0MM
M30-DRFC11-8	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO 1,1 X 70MM COM STOP 8,0MM
M30-DM8.11FC6	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 6,0MM

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM8.11FC8	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 8,0MM
M30-DRBM11-12	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 12,0MM
M30-DRBM11-14	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 14,0MM
M30-DRBM11-16	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 16,0MM
M30-DRBM11-18	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 18,0MM
M30-DM8.11BM12	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 12,0MM
M30-DM8.11BM14	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 14,0MM
M30-DM8.11BM16	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 16,0MM
M30-DM8.11BM18	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 18,0MM
M30-FEC44.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE H)

M30-FEC95.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC57.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC51.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC125.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 44,5MM (ENCAIXE H)
M30-FEC51.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 51,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC55.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 55,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC57.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 57,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC70.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC95.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 95,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC115.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 115,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC125.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 125,0MM (ENCAIXE H)
M30-FEC44.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE R)

M30-FEC95.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE R)

M30-FEC57.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 44,5MM (ENCAIXE R)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC51.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)

M30-FEC125.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 44,5MM (ENCAIXE R)
M30-FEC51.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 51,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC55.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 55,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC57.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 57,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC70.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC95.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 95,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC115.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 115,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC125.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 125,0MM (ENCAIXE R)
M30-FEC44.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE M)

M30-FEC125.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE M)

M30-FEC95.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.21M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.23M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.24M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.25M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.27M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.30M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.31M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 51,0MM (ENCAIXE M)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC55.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC44.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC44.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
M30-FEC51.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC55.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC95.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC115.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC125.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
M30-FEC70.05ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.10ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.15ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.20 ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.25ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC70.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC90.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC90.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC90.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC90.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC90.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 90MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC90.90ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC100.10ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC100.20ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0x 100MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC100.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC100.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC100.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC100.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC120.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC120.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC120.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC120.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.20ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.25ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 140MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC140.90ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 140MM (ENCAIXE ML)

M30-FEC150.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 150MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC150.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 150MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC150.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 150MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC210.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 210MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC210.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 210MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC210.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 210MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC210.90 ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 210MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC260.40 ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 260MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC260.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 260MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC260.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 260MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC260.90ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 260MM (ENCAIXE ML)
M30-FEC44.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC55.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.30J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.30J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.30J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.30J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.30J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.30J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.31J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 44,5MM (ENCAIXE J)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC55.31J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.31J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.31J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.31J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.31J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.32J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.32J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.32J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.32J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.32J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.32J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.35J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.35J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.35J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.35J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.35J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.35J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.40J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.40J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.40J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.40J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.40J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.40J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.45J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.45J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.45J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.45J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.45J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.45J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.48J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.48J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.48J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.48J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.48J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.48J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.50J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.50J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.50J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.50J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.50J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.50J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC55.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC44.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 44,5MM (ENCAIXE J)
M30-FEC55.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 55,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC70.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC95.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 95,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC115.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 115,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC125.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 125,0MM (ENCAIXE J)
M30-FEC64.05S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.05S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.05S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.06S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.06S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.06S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.07S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.07S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.07S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.08S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.08S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.08S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.10S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.10S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.10S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.12S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.12S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.12S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.14S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.14S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.14S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.15S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.15S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.15S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.16S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.16S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.16S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.18S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.18S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.18S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.21S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 64-71MM (ENCAIXE S)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-FEC81.21S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.21S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.23S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.23S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.23S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.24S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.24S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.24S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.25S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.25S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.25S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.27S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.27S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.27S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.30S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.30S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.30S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.31S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.31S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.31S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.32S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.32S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.32S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.35S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.35S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.35S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.40S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.40S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.40S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.45S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.45S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.45S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.48S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.48S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.48S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.50S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.50S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.50S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.54S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.54S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.54S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.55S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.55S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.55S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.60S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.60S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.60S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.64S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.64S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.64S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.70S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
M30-FEC81.70S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.70S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC64.79S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 64-71MM (ENCAIXE S)

M30-FEC81.79S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 81-88MM (ENCAIXE S)
M30-FEC134.79S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 134-141MM (ENCAIXE S)
M30-FEC70.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.06AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.06AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.06AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70MM (ENCAIXE AH)

M30-FEC90.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 110MM (ENCAIXE AH)

M30-FEC152.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC70.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC90.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 90MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC110.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 110MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC152.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 152MM (ENCAIXE AH)
M30-FEC76.05HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.05HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.05HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.06HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.06HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.06HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.07HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.07HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.07HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.08HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.08HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.08HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.10HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.10HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.10HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.12HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.12HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.12HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.14HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.14HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.14HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.15HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.15HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.15HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.16HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.16HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.16HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.18HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.18HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.18HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.21HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.21HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.21HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.23HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.23HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.23HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.24HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.24HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.24HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.25HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.25HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.25HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.27HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.27HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.27HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 136-140MM (ENCAIXE XS)

M30-FEC76.30HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.30HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.30HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.31HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.31HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.31HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.32HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.32HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.32HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.35HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.35HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.35HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.40HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.40HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.40HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.45HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.45HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.45HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.48HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.48HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.48HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.50HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.50HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.50HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.54HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.54HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.54HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.55HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.55HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.55HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.60HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.60HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.60HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.64HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.64HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.64HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.70HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.70HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.70HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC76.79HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC106.79HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC136.79HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
M30-FEC5.10TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.20TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.70TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC7.10TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC7.20TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC7.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC7.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC7.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70MM (ENCAIXE TS)

M30-FEC7.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC7.70TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC9.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC9.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC9.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC9.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC11.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC11.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC11.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC11.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
M30-FEC5.10ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.15ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.20ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.25ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.35ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.80ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 8,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC5.90ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.10ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.20ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC8.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.10ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.20ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC11.90ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC16.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 160MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC16.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 160MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC16.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 160MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC14.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC14.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC14.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC14.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC14.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC20.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC20.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC20.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC20.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC20.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
M30-FEC20.90ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
M30-14FCR	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4MM (ENCAIXE R)
M30-23FCR	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE R)
M30-14FCLR	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4MM (ENCAIXE R)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-23FCLR	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE R)
M30-15FCM	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE M)
M30-23FCM	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE M)
M30-15FCLM	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE M)
M30-23FCLM	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE M)
M30-30FCLM	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 3,0MM (ENCAIXE M)
M30-15FCML	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE ML)
M30-23FCML	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE ML)
M30-15FCLML	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE ML)
M30-23FCLML	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE ML)
M30-30FCLML	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 3,0MM (ENCAIXE ML)
M30-17CFE21TS	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,7 X 21MM (ENCAIXE TS)
M30-18CF12TS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,8 X 12MM (ENCAIXE TS)
M30-18CF16TS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,8 X 16MM (ENCAIXE TS)
M30-21FC22ANS	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,15 X 22MM
M30-24FC30ANS	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,47 x 30,3MM
M30-12FC12ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,2 X 12,8MM
M30-13FC12ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,3 X 12,8MM
M30-14FC12ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4 X 12,8MM
M30-18FC16ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,85 X 16MM
M30-20FC15ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,0 X 15,6MM
M30-25FC25ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,5 X 25,4MM
M30-11FC6ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,12 X 6,35MM
M30-21FC25ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,15 X 25,4MM
M30-16FC13AH1	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 13MM (ENCAIXE AH)
M30-16FC16AH2	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 16,5MM (ENCAIXE AH)
M30-16FC25AH3	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 25MM (ENCAIXE AH)
M30-16FCL18AH0	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (80-87MM) (ENCAIXE AH)
M30-16 FCL18AH1	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (100-107MM) (ENCAIXE AH)
M30-16FCL18AH2	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (120-127MM) (ENCAIXE AH)
M30-15FCL27AH0	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5 X 27MM (80-87MM) (ENCAIXE AH)
M30-15FCL27AH1	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5 X 27MM (100-107MM) (ENCAIXE AH)
M30-15FCL27AH2	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5 X 27MM (120-127MM) (ENCAIXE AH)
M30-16FC13S	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 13MM (ENCAIXE S)
M30-16FC16S	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 16,5MM (ENCAIXE S)
M30-16FC25S	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 25MM (ENCAIXE S)
M30-16FCL18OS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (77-84MM) (ENCAIXE S)
M30-16 FCL18MS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (94-101MM) (ENCAIXE S)
M30-15FCL27OS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (77-84MM) (ENCAIXE S)
M30-12FC13HXS1	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,2 X 11MM (ENCAIXE XS)
M30-14FC16HXS2	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4 X 16MM (ENCAIXE XS)
M30-14FC20HXS3	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4 X 20,6MM (ENCAIXE XS)
M30-CFC18ANS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8MM (ENCAIXE ANSP)
M30-CFC23ANS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,3MM (ENCAIXE ANSP)
M30-CFC30ANS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM (ENCAIXE ANSP)
M30-CFC30TS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM (ENCAIXE TS)
M30-CFC8.17ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,7MM – 8CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC8.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM – 8CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC9.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM – 9CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC10.17ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,7MM – 10CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC10.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM – 10CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC10.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM – 10CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC12.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM – 12CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC12.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM – 12CM (ENCAIXE ML)

M30-CFC14.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM – 14CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC15.17ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,7MM – 15CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC15.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM – 15CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC16.18ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8MM – 16CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC16.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM – 16CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC21.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM – 21CM (ENCAIXE ML)
M30-CFC26.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM – 26CM (ENCAIXE ML)
M30-DM9.10C-HN	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.15C-HN	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.20C-HN	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.25C-HN	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.30C-HN	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.35C-HN	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.40C-HN	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.45C-HN	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.50C-HN	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.55C-HN	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.60C-HN	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.65C-HN	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.70C-HN	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.75C-HN	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.80C-HN	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.85C-HN	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DM9.90C-HN	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM CORTANTE (HASTE NORMAL)
M30-DRSC08	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº008
M30-DRC08SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº008 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC10SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº010 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC20SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº020 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC25SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº025 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC30SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº030 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC35SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº035 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC40SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº040 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC45SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº045 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC50SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº050 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC55SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº055 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC60SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº060 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC08SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº008 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC10SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº010 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC20SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº020 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC25SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº025 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC27SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº027 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC30SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº030 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC31SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº031 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC35SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº035 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC40SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº040 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC45SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº045 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC50SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº050 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC55SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº055 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC60SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº060 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.15CSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)

M30-DM12.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 120,00 MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.15SCSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.15SCSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.15SCSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.25SCSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 120,00 MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.25SCSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.30SCSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.30SCSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.35SCSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.35SCSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.40SCSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.40SCSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.45SCSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.45SCSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.50SCSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.50SCSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.50SCSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.55SCSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.55SCSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.60SCSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.60SCSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DRC15SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº015 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC27SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº027 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC31SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº031 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC65SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº065 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC70SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº070 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC75SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº075 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC80SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº080 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC85SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº085 (SEM ENCAIXE)
M30-DRC90SE	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº090 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC05SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº005 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC15SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº015 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC25SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº025 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC65SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº065 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC70SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº070 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC75SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº075 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC80SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº080 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC85SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº085 (SEM ENCAIXE)
M30-DRSC90SE	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº090 (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.05CSE	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.15CSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)

M30-DM8.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.40CSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.50CSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.55CSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.60CSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 80,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.15CSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.40CSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.50CSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.55CSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.60CSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.15CSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.40CSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.50CSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.55CSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.60CSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 120,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.15CSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.40CSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.50CSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.55CSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.60CSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM16.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 160,00MM CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.05CSE	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.40CSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.50CSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.55CSE	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.60CSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM8.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.05CSE	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM9.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.05CSE	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.15CSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.25CSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.30CSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.35CSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.40CSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.45CSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM11.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.05CSE	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.10CSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.20CSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.65CSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.70CSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.75CSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.80CSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.85CSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM12.90CSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)

FRESA E BROCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MACOM

M30-DM16.05SCSE	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.10SCSE	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.15SCSE	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.20SCSE	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.25SCSE	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.30SCSE	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.35SCSE	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.40SCSE	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.45SCSE	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.50SCSE	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.60SCSE	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.65SCSE	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.70SCSE	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.75SCSE	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.80SCSE	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.85SCSE	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-DM16.90SCSE	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE (SEM ENCAIXE)
M30-FPC31.65.12SHAN-H	FRESA PERCUTÂNEA SHANNON CÔNICA 3,1 X 65,0MM (12MM)
M30-FPC41.65.12SHAN-H	FRESA PERCUTÂNEA SHANNON CÔNICA 4,1 X 65,0MM (12MM)
M30-FP19.65.10SHAN-H	FRESA PERCUTÂNEA SHANNON 1,9 X 65,0MM (10MM)
M30-FP20.65.15SHAN-H	FRESA PERCUTÂNEA SHANNON 2,0 X 65,0MM (15MM)
M30-FP26.65.20SHAN-H	FRESA PERCUTÂNEA SHANNON 2,6 X 65,0MM (20MM)
M30-FP31.65.15WEDG-H	FRESA PERCUTÂNEA WEDGE 3,1 X 65,0MM (15MM)
M30-FP41.65.15WEDG-H	FRESA PERCUTÂNEA WEDGE 4,1 X 65,0MM (15MM)

1.3 Número da Cadastro do Produto

Registro ANVISA: 82549199001

1.4 Acessórios

NÃO APLICÁVEL

1.5 Formas de Apresentação Comercial do Produto/Componentes do Conjunto

As **Fresas e brocas cirúrgicas descartáveis Macom** são fornecidas na condição montada, estéril, pronta para uso, embalada individualmente em dupla embalagem sendo blister selado com papel cirúrgico e embalagem tubular, acondicionado em cartuchos de papel cartão para transporte e acondicionamento.

A instrução de uso está disponibilizada no seguinte endereço eletrônico: <http://www.m30medicaldevices.com.br/instrucoes/>

A versão atual da instrução de uso deste produto está descrita no próprio endereço eletrônico encontrado no rótulo do produto.

É importante conferir a versão da instrução de uso descrita no rótulo do produto com a versão da instrução de uso disponibilizada no sítio eletrônico da **M30 Medical Devices**. A versão deve ser a mesma.

Caso seja necessário obter a instrução de uso em formato impresso, favor entrar em contato com a **M30 Medical Devices** que enviaremos sem custo adicional (inclusive de envio), essa instrução de uso. Solicitar para: e-mail m30medicaldevices@m30medicaldevices.com.br ou pelo telefone **(11) 4780 5733**.

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

2.1 Indicação de Uso/Finalidade

As **Fresas e brocas cirúrgicas descartáveis Macom** é uma família de **produtos descartáveis**, “**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**”, destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração, modelagem óssea, trepanação, craniotomia, raspagem e osteotomia percutânea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, Perfurador Ósseo Canulado e Micro Serra, e outros equipamentos de marcas diversas, conforme tabela do item 4.2.5 deste formulário.

PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO. DESCARTAR APÓS O USO.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Este produto não apresenta contra-indicações desde utilizado da maneira correta.

A utilização do produto é inerente à formação profissional.

2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

As **Fresas e brocas cirúrgicas descartáveis Macom** é uma família de **produtos descartáveis**, “**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**”, destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração e modelagem óssea, trepanação, craniotomia, raspagem e osteotomia percutânea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, Perfurador Ósseo Canulado e Micro Serra, e outros equipamentos de marcas diversas, conforme tabela do item 4.2.5 deste formulário.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

São fabricados em AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7153-1. Possuem formato característico, apresentados em diversos tamanhos, formatos de ponta e comprimentos, os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Os produtos desta família não possuem componentes e acessórios associados.

Este produto não acompanha componente implantável.

2.3 Composição:

São fabricados em aço inoxidável em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7153-1. Possuem formato característico, apresentados em diversos tamanhos, formatos de ponta e comprimentos, os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”.

Os produtos desta família não possuem componentes e acessórios associados.

Este produto não acompanha componente implantável.

2.4 Dimensões/volumes

Dimensões da Embalagem (Largura x Comprimento x Altura):

- Produto com comprimento até 90mm de comprimento: CARTUCHO PERSONALIZADO 110 X 188 X 26mm
- Produto com comprimento maior que 90mm de comprimento: CARTUCHO PERSONALIZADO 110 X 323 X 26mm

Obs.: As dimensões da embalagem variam conforme dimensões do modelo produto.

2.5 Produto Estéril

- Sim
- Não

2.6 Método de esterilização

Esterilizado por Óxido de Etileno.

2.7 Prazo de Validade

5 anos

2.8 Fabricante Recomenda o Uso Único

- Sim
- Não

2.9 Produto de Reprocessamento Proibido (Conforme RE 2605/2006)








- Sim
- Não




Produto com Reprocessamento Proibido, conforme inciso I do art. 4º da Resolução ANVISA RDC Nº 156, de 11 de agosto de 2006. Enquadramento do produto realizado, na solicitação de cadastro junto à ANVISA, conforme Parágrafos 2º e 3º do art. 4º da Resolução RDC 156/01, tendo em vista, a proposição de enquadramento como produto com reprocessamento proibido estar acompanhada de documentação que fundamenta esta indicação, de acordo com o Parágrafo 4º do art. 4º desta mesma resolução.

2.10 Condições para Armazenamento

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, seco e isento de contaminação. Os produtos devem ser armazenados limpo, seco e embalado.

Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação dos produtos devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme as diretrizes da RDC 665/22.

	Produto de uso único Single use product Producto de un solo uso
	Atenção! Consultar instruções de uso Attention, consult instructions for use Atención, consulte las instrucciones para su uso
	Produto estéril Sterile product Producto estéril
	Limitação de temperatura máxima / temperatura mínima Maximum temperature limitation / minimum temperature Limitación de la temperatura máxima / temperatura mínima
	Quantidade de material por caixa Amount of material per box Cantidad de material por caja
	Limites de umidades - UR Humidity limits Límites de humedad
	Manter ao abrigo do sol Keep away from the sun Mantener lejos del sol

	Manter seco Keep dry Mantenga seco
	Frágil Fragile Fráglil
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não usar se a barreira de esterilização do produto ou embalagem estiverem comprometidas. Do not use if the packaging is damaged. Do not use if the barrier of sterilization of the product or packaging are compromised. No utilizar si está dañado el embalaje. No utilizar si la barrera de la esterilización del producto o envase se ven comprometida.

2.11 Condições para o Transporte

O transporte deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.12 Condições de Manipulação

O manuseio deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.13 Advertências

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As **Fresas e brocas cirúrgicas descartáveis Macom** são fornecidas estéreis.

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril. O fabricante recomenda uso único. **DESCARTAR APÓS O USO**. O desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A M 30 não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.14 Precauções

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As **Fresas e brocas cirúrgicas descartáveis Macom** são fornecidas estéreis.

“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril, **“FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”**, não se deve reprocessar e reutilizar, pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reprocessado e reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reprocessasse e reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A M 30 não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.15 Efeitos Adversos

Não foram constatados efeitos adversos diretamente relacionados a esta família de produtos. Este produto não produz nenhum efeito adverso indesejável se todas as recomendações, advertências/precauções descritas neste documento forem adotadas.

3. ORIGEM DO PRODUTO

3.1 Nome do Fabricante:

M 30 MEDICAL DEVICES LTDA

CNPJ: 41.167.350/0001-24

Autorização de Funcionamento – AFE/ANVISA: 8.25491-9 (17525450LM9H)

3.2 Endereço do Fabricante:

Avenida Tower Automotive, 701 - Galpão 01 - Laranja Azeda

CEP 07.430-350 – Arujá / SP - BRASIL

Fone/Fax: +55 11 4780-5733

site: www.m30medicaldevices.com.br

e-mail: sac@m30medicaldevices.com.br

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng. William Fernandes de Lima

CREA-SP 5063256282